

COSMOMED. Produkt und Leistung auf einen Blick.

Kosmetische Geräte:

DERM-O-MAT: Profi-Peeling für Gesicht und Körper. Für die kontrollierte kosmetisch-medizinische Dermabrasion.

SKIN-O-MAT: Exakte und professionelle Messungen für eine perfekte Hautanalyse: pH-Wert, Hautfeuchtigkeit und Hautfettgehalt inkl. Software zur Auswertung.

SLIMLINER: Das gesamte Spektrum der professionellen Reizstrom-Therapie für effektive und gezielte Schlankheitsbehandlungen, Muskelaufbau u.v.m.

Service:

Produkt- und Behandlungsschulungen im eigenen Schulungscenter oder vor Ort.

COSMOMED. competence in medical beauty.

Der Name COSMOMED steht seit 1986 für die innovative Entwicklung von kosmetischen und dermatologischen Produkten und Geräten und deren Vertrieb. Spezialität sind dabei exklusive elektrokosmetische Erzeugnisse und innovative Anti Aging-Verfahren, die die Lücke zwischen professioneller kosmetischer und fachärztlicher Anwendung schließen. Als wichtigen Erfolgsfaktor bietet COSMOMED im eigenen Schulungscenter zu allen Geräten und Produkten eine professionelle und ausführliche Schulung in Theorie und Praxis an. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung bei kosmetisch-medizinischen Behandlungen kann COSMOMED ausgereifte Produkte bieten, die nicht nur erfolgreiche Behandlungen garantieren, sondern auch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen.

ANTI-AGING-PROGRAMME MIT SOFORTEFFEKT.

*Galvanotherm-Ridumat.
Multitalent für hautspezifische Probleme.
Für Gesicht und Körper.*



- Galvanotherm - für Hautverbesserungen bei großporiger, degenerierter Haut und bei Akne.
- Ridupunktur - Aufpolstern von Falten mit körpereigener Flüssigkeit und Collagenneubildung.
- Myolift - Straffen und Liften von atrophischem Gewebe. Festigung und Regeneration des Tonus.
- Lymphdrainage - Entstauung, Abtransport von Schlackenstoffen und Anregung des Stoffwechsels




- Galvanotherm: Hautglättung, Thermophorese, Iontophorese. Zum Einschleusen von ionisierten Produkten. Gleichzeitiger Einsatz von Wärme und Strom.
- Ridupunktur: Faltenbehandlung mit der elektrischen Goldnadel, instantes und permanentes System.
- Myolift: Liften und Straffen, Muskelstimulation, Lymphdrainage.
- Hautanalyse: Messung der Hautfeuchtigkeit.
- Mesoroller als sanfte Alternative zur Mesotheapie.

Die vier Spezialbehandlungsmethoden des Galvanotherm-Ridumat eröffnen Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Integriert in jede klassische Kosmetik-Behandlung können Sie auf die spezifischen Probleme jedes einzelnen Kunden gezielt eingehen.

Galvanotherm. Das Bügeleisen für die Haut.

Die Galvanotherm-Behandlung eignet sich besonders für Hautverbesserungen bei z.B. großporiger, degenerierter Haut oder bei Akne. Das angenehme Gefühl entsteht durch die Softkontakt-Technik. Mittels Thermophorese öffnen sich die Poren der Haut. Die gleichzeitige Zuschaltung des galvanischen Stroms ermöglicht erstmals das Eindringen auch großmolekularer Wirkstoffe. Eine Galvanothermbehandlung macht es möglich, kleine Falten, wie z.B. Krähenfüße einfach wegzubügeln. Sie erzielen bisher nicht erreichbare Ergebnisse in der Zellregeneration, Feuchtigkeitsbindung, Hautglättung und Faltenreduzierung.

Bereits nach wenigen Anwendungen zeigt die Behandlung mit dem Galvanotherm deutlich sichtbare Verbesserungen in der Hautstruktur.



Vorher

Nachher

Liften, Straffen, Muskelstimulation, Lymph-drainage mit der klassischen Myolift-Methode.

Mit der Programmeinheit Myolift können Sie atrophisches Gewebe straffen, stimulieren und liften. Die erschlafte Muskulatur wird aufgebaut, es erfolgt eine Festigung und Regeneration des Tonus. Verkürzte Muskeln werden gedehnt, erschlafte wieder angespannt. Dadurch glätten sich nicht nur Falten, auch hängende Wangenpartien gewinnen wieder an Kontur. Die Behandlungsphasen sind auf die Entstauung der Lymphe, die Aktivierung der Zelle, sowie die Straffung der Muskeln ausgelegt.

Feuchtigkeitsmessung mit dem Skintester.

Um hilfreiche Informationen für eine optimale Wirkungs- und Behandlungskontrolle zu erhalten, können Sie bei jeder Gesichtsbehandlung den Feuchtigkeitspegel der Haut ermitteln.

Ridupunktur. Faltenbehandlung ohne Operation.

Elektroridupunktur, die Faltenbehandlung mit der elektrischen Nadel, bedient sich zweier verschiedener Systeme. Mit der instanten Methode polstern Sie Falten durch einen biologisch-chemischen Prozess mit körpereigener Flüssigkeit auf. Die permanente Methode stimuliert durch bioelektrische Impulse die Erneuerung der Fibroblasten, wodurch eine starke Collagenneubildung angeregt wird. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei der Behandlung von Augenfältchen und atrophischen Falten.

Anti Aging Mesoroller. Eine goldige Investition, die sich schnell rentiert.

Die hochwertigen, vergoldeten Anti Aging Roller bieten Ihnen eine sanfte Alternative zur Mesotherapie an. Sehr dünne Nadelchen öffnen die Haut und der zugeschaltete Strom transportiert die ionisierten Inhaltsstoffe in die unteren Hautschichten.

- Aktiviert die Collagen- und Elastinproduktion
- Festigt das Gewebe
- Mildert Falten
- Regt die Hauterneuerung an

Empfohlenes Pflegeprogramm

Um den Behandlungserfolg optimal zu unterstützen, empfehlen wir zum Einschleusen die Seren aus der exklusiven Solution Serie: Anti Aging Complex (+), Anti Stress Complex (+), Acetylhexapeptid (-), Power Repair Serum (+) und Myogel (-). Die ionisierten und konzentrierten Wirkstoffe werden mittels Lontophorese, Galvanotherm, Myolift, Elektroporation oder Mesoroller tief in die Haut eingeschleust und versorgen die Haut systematisch mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Galvanotherm-Ridumat. Vielfältige Behandlungsmöglichkeiten rund um hautspezifische Probleme machen den Galvanotherm-Ridumat zu einem echten Multitalent.



Der erste Bereich beinhaltet die Myolift-behandlung mit Aktivierung der Lymphe, sowie der Dermis, Festigung der Spaltlinien und Liften und Entspannen der Muskulatur. Mit der Ridupunktur füllen Sie mittels Elektro-Osmose die Falten auf und regen die Collagenneubildung an. Die Galvanothermbehandlung schleust mit Iontophorese und Thermophorese speziell ionisierte Produkte in die Haut. Die Hautanalyse ermöglicht Ihnen die Messung der Hautfeuchtigkeit.

- Digitale Anzeige der Programme und Intensität.
- Polwendeeinrichtung
- 9 Programme
- Hautfeuchtigkeitsanzeige
- Tonregulierung für Myoliftbehandlung
- Kompaktes Gerät, auch für den mobilen Einsatz geeignet.
- „Made in Germany“ by Cosmomed

⊕ Die Programmvierfalt mit verschiedenen Stromkurven, variablen Einstellungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Intensitäten eröffnet Ihnen ein breites Behandlungsspektrum der professionellen Elektrokosmetik.


GALVANOTHERM-RIDUMAT



Galvanotherm



Myolift



Ridupunktur



SOLUTION. Kosmetisch-medizinische Hightech-Seren zum Einschleusen.



Anti Aging Mesoroller für Körper und Gesicht



Galvanotherm Behandlungselektrode



Lontophorese Behandlungselektrode



Myolift Gesichts- und Körperelektroden